




# 核酸提取试剂盒

磁 / 珠 / 法 / 独 / 特 / 分 / 离 / 技 / 术

快速分离 · 纯化核酸 · 经济实惠

## 产品种类

## PRODUCT CATEGORY



### 病毒DNA核酸提取

适用于血清、血浆、唾液等样本中  
提取病毒DNA



### 唾液基因组DNA核酸提取

适用于从血清或血浆等无细胞体液中  
提取游离DNA



### 病毒RNA核酸提取

适用于血清、血浆、唾液等样本中  
提取病毒RNA



### 粪便组DNA核酸提取

适用于从粪便样本中快速、高效地  
提取人和肠道菌群基因组DNA



### 游离DNA核酸提取

可快速高效的血清或血浆等无细胞  
体液中提取游离DNA




### 血液基因组DNA核酸提取

适用于从抗凝处理的全血、血清、  
血浆样品中简单、高效地提取  
基因组DNA

## 技术路线

## TECHNOLOGY ROADMAP



## 产品优势

## PRODUCT ADVANTAGES



### 范围广

适用于血清、血浆、尿液等无细胞体液，以及病毒培养液、细胞培养液、病毒保存液等样本的DNA/RNA抽提



### 无毒性

本试剂盒无需使用昂贵的设备，且完全避免了与酚、氯仿等有毒试剂的接触，可在实验室及室外操作



### 易操作

提取过程操作简单，易于自动化，适用于高通量提取